

# DEFIBRILLATORKONTROLL LifePak 1000

KONTROLLERAS EN GÅNG PER VECKA OCH EFTER ANVÄNDNING



- ◆ Att "OK" visas i fönstret och att inga **felsymboler** visas.
- ◆ Att **defibrilleringselektroden** sitter på plats.
- ◆ Att inga **skador** eller sprickor finns.
- ♥ Batteriet ska bytas när två staplar i batteriindikatorn blivit till en stapel eller när batteriets bäst före datum går ut.
- ♥ Defibrilleringselektrodernas utgångsdatum (Minst 2 par bör finnas).

Elektrodernas bäst före datum är:

Batteriets bäst före datum är:

Datum	Sign

Datum	Sign

Kontakta Trygghetsutbildarna AB vid fel eller efter det att apparaten har använts.